

## Аппроксимация асимметричных пиков: экспоненциально-модифицированная функция Гаусса

Экспоненциально-модифицированная функция Гаусса (ЭМГ) в большинстве случаев является наилучшей функцией для аппроксимации асимметричных хроматографических пиков.

Обычно ЭМГ представляется в следующем виде:

$$F(t) = \frac{h \cdot \sigma}{\tau} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot e^{\left(\frac{\sigma^2}{2\tau^2} \frac{t-\mu}{\tau}\right)} \cdot \left(1 - \operatorname{erf}\left(\frac{\left(\frac{\mu-t}{\sigma} + \frac{\sigma}{\tau}\right)}{\sqrt{2}}\right)\right) = \frac{h \cdot \sigma}{\tau} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot e^{\left(\frac{\mu-t}{\tau} + \frac{\sigma^2}{2\tau^2}\right)} \cdot \operatorname{erfc}\left(\frac{\left(\frac{\mu-t}{\sigma} + \frac{\sigma}{\tau}\right)}{\sqrt{2}}\right) \quad (1)$$

Недостатком такого представления является тот факт, что в представляющих практический интерес случаях можно легко попасть в ситуацию, когда экспонента окажется числом, слишком большим для вычисления в компьютере, а  $\operatorname{erfc}$  – слишком маленьким, т.е. мы получим неопределенность в виде произведения нуля на бесконечность.

Формула (1) может быть преобразована к иному виду:

$$F(t) = \frac{h \cdot \sigma}{\tau} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot e^{\frac{-(\mu-t)^2}{2\sigma^2}} \cdot \operatorname{erfcx}\left(\frac{\left(\frac{\mu-t}{\sigma} + \frac{\sigma}{\tau}\right)}{\sqrt{2}}\right) \quad (2)$$

Тем самым получается очень удобное выражение функции ЭМГ, которое представляет собой произведение исходной «немодифицированной» гауссианы и статистической функции  $\operatorname{erfcx}$ , вычисляемой теми же математическими библиотеками, что и  $\operatorname{erf}$  и  $\operatorname{erfc}$ . Это представление дает возможность вычислять ЭМГ в некоторых из тех случаях, когда не работает формула (1). В то же время (2) не может полностью заменить (1), поскольку и у нее есть своя область неопределенности, то есть, обе формулы могут оказаться неприменимыми при большой величине отношения  $\sigma/\tau$ . Однако можно показать, что выражение (2) при малых величинах  $\tau$  стремится к обычной гауссиане:

$$\lim_{\tau \rightarrow +0} F(t, \tau) = h \cdot e^{\frac{-(\mu-t)^2}{2\sigma^2}} \cdot \lim_{\tau \rightarrow +0} \left( \frac{\sigma}{\tau} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \operatorname{erfcx}\left(\frac{\left(\frac{\mu-t}{\sigma} + \frac{\sigma}{\tau}\right)}{\sqrt{2}}\right) \right) = h \cdot e^{\frac{-(\mu-t)^2}{2\sigma^2}} \quad (3)$$

и начиная с некоторых значений этого параметра различия в результатах вычислений по формулам (2) и (3) не выходят за пределы допустимой погрешности.

При выполнении расчетов программой *МультиХром* разделение областей применения формул

(1), (2) и (3) производится по величине параметра  $z = \frac{\tau}{|\sigma|} \left( \frac{\mu-t}{\sigma} + \frac{\sigma}{\tau} \right)$ :

при  $z > 6.71 \cdot 10^7$  используется формула (3),  $6.71 \cdot 10^7 \geq z \geq 0$  формула (2),  $z < 0$  формула (1).

### Используемые функции:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt$$

$$\operatorname{erfcx}(x) = e^{x^2} \operatorname{erfc}(x) = e^{x^2} \left( 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \right) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{x^2} \int_x^\infty e^{-t^2} dt$$

$$\operatorname{erfcx}(0) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{erfcx}(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{erfcx}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{x\sqrt{\pi}} \right) = 0$$